

No. 22

キーワード	排水臭気防止				
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度レベル
質問者		○	◎	◎	★
回答者	△	○	◎	◎	
問題と対応	Q			A	
	スクラバー排水からの臭気を防止するためにはどうすれば良いでしょうか。			スクラバを設置する際には実験室の設備がどの様になっているか予め確認をしてください。配水管からの臭気を押さえる方法としては、通常はトラップ(水を一定量溜めておくことによって空気の通過を押さえる)を設けます。設備側にその様な処置が施されていない場合は、局所排気装置側に要求する必要があります。	
参考資料	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係				
	5. 実験排ガスの処理	局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備			
		項目名称	参照先		
		1: 実験室における局所排気装置の基礎知識			
		2: 気流構成と運転条件			
		3: 運用と使用方法			
		4: 排気設備と換気設備			
		5: 実験排ガスの処理	○		
6: 実験室内の環境管理					
7: 保守と点検					
8: 実験室に関する要求項目					